


Elektronen-Mikroskop

Umzugsservice



Unser professionelles Team begleitet den Umzug Ihres Elektronen-Mikroskopes von A bis Z:

Vor dem Umzug prüfen wir den Status des Systems in Bezug auf Funktionalität und zerlegen das Gerät anschliessend so, dass es sicher verpackt, transportiert und am Zielort wieder aufgebaut werden kann.

Wir prüfen die Eignung des neuen Raumes (Room-Check) und untersuchen die Zugangswege genau (Türen, max. Lasten im Lift, LKW-Anfahrt etc.). Da Elektronen-Mikroskope empfindliche und schwere Geräte sind, werden hohe Anforderungen an die Transportunternehmen gestellt. Wir arbeiten mit erfahrenen Speditionsbetrieben zusammen und koordinieren den gesamten Transfer.

Nach erfolgter Anlieferung bauen wir das Elektronen-Mikroskop gemäss Herstellerangaben auf und nehmen es wieder in Betrieb.

Unsere Techniker verfügen über solide und umfassende Ausbildungen durch verschiedene Hersteller. Basierend auf der Ausbildung, unserer Erfahrung mit nationalen und internationalen Umzügen und unserem zertifizierten Qualitätsmanagement System, sind wir in der Lage, professionelle Servicedienstleistungen unter Berücksichtigung der Prozesse und Protokolle der Hersteller auf höchstem qualitativem Niveau auszuführen.

Leistungsbeschreibung

- Room-Check / Begehungen
- Test vor dem Abbau / Dokumentation
- Deinstallation
- Vorbereitung für den Transport
- Koordination des Transportes
- Installation und Inbetriebnahme



Professioneller Umzugsservice für Elektronenmikroskope

**ISO 9001
CERTIFIED**



HAUPTSITZ

Hi-Tec-Support GmbH
Wanistrasse 7
CH-8422 Pfungen

Tel.: +41 52 214 33 00
Fax: +41 52 214 33 05



NIEDERLASSUNG AT

Hi-Tec-Support GmbH
Tokiostrasse 11
AT-1220 Wien

Tel: +43 2236397 100

info@hi-tec-support.com

www.hi-tec-support.com

HI-TEC™
support