

Zentrifugen

Wartungs- und Kalibrierservice



Geplante, präventive Pflege hilft Ihnen, die Reliabilität Ihrer Instrumente zu erhalten. Bei der Vor-Ort-Wartung und Kalibrierung werden alle kritischen Komponenten eingehend geprüft und nach Korrosion und Abnutzung untersucht. Alle während der Inspektion aufgedeckten Mängel werden dokumentiert und eine Offerte für eine Reparatur (gegebenenfalls durch den Hersteller) wird erstellt.

Das Gerät wird gründlich gereinigt und bei Bedarf mit destilliertem Wasser durchgespült. Es werden dabei 1 - 3 Waschzyklen durchgeführt.

Ist das Gerät nach der Wartung in einen einwandfreien Zustand, wird die Funktion des Instrumentes kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt je nach Kundenwunsch bei 3 Geschwindigkeitsstufen und/oder 1 Temperaturbereich und ist auf internationale Standards rückführbar. Nach der Kalibrierung erhalten Sie ein Kalibrierzertifikat, das folgende Faktoren enthält:

- Gerätdaten
- Ergebnisse der visuellen Inspektion
- Ergebnisse der Messungen
- Toleranzen (Kundentoleranzen oder Herstellertoleranzen)

Sollte Ihr Gerät nach der Messreihe ausserhalb der Toleranz liegen wird dies ebenfalls im Zertifikat notiert und eine Offerte für eine Reparatur (gegebenenfalls durch den Hersteller) wird erstellt. Das Gerät wird für den weiteren Gebrauch gesperrt.

Leistungsbeschreibung

- Sichtprüfung
- Reinigung
- Testlauf
- Kalibrierung
- Kalibrierzertifikat



Akkreditierte und rückführbare DAkkS-Kalibrierung (ISO 17025)

**ISO 9001
CERTIFIED**



HAUPTSITZ

Hi-Tec-Support GmbH
Wanistrasse 7
CH-8422 Pfungen

Tel.: +41 52 214 33 00
Fax: +41 52 214 33 05



NIEDERLASSUNG DE

Hi-Tec-Support GmbH
Hohenzollernring 57
DE-50672 Köln

Tel: +49 221 16025351



SERVICEPUNKT NORD

Hi-Tec-Support GmbH
Service Nord
Kielerstrasse 103
DE-22769 Hamburg

Tel: +49 221 16025351

info@hi-tec-support.com

www.hi-tec-support.com

HI-TEC™
support